



**MACCHINA ELETTROSTATICA DI WIMSHURST**

5085

# Macchina elettrostatica di Wimshurst

Questa macchina è costituita da due dischi "speciali" che non si deformano nel corso del tempo e da due bottiglie di Leyda in vetro.

Elettrodi movibili. Scintilla: 50-60 mm.

Diametro del disco:

400 mm, montato su cuscinetti per una maggiore stabilità.

**LA PIÙ GRANDE SUL MERCATO!**



02/2017 Le caratteristiche tecniche e l'aspetto dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo da parte del produttore.